

# USER MANUAL

## Steel 4-wheeled rollator

Product code: TGR-R RS 880



### 1. Characteristics

The folding 4-wheeled rollator is made of a powder-coated steel frame. It features an upholstered seat, a soft backrest, and a removable basket. The rollator is equipped with height-adjustable handles with anatomical handgrips, as well as brakes with a locking mechanism. It comes with 8" diameter wheels with a narrow cross-section.

**The set includes:** handles with brakes, frame with seat, backrest, basket.

#### Elements of the rollator:

- A. Push handle
- B. Brake
- C. Locking lever
- D. Brake cables
- E. Backrest
- F. Locking pin
- G. Side crossbar
- H. Hinge of side crossbar
- I. Strap for folding rollator
- J. Basket
- K. Upper adjustment of brake
- L. Lower adjustment of brake



### 2. Application

The rollator is designed for patients with reduced mobility who need stable support and help while walking. It is also recommended to the elderly as an aid in keeping balance, improving walking comfort and ensuring safety from falling. The use of the rollator affects positively on the return to activity of the people with locomotion and tilting to erect position problems. It guarantees better stabilization, support and security while walking.

### 3. Assembly

#### UNFOLDING AND FOLDING THE ROLLATOR

- To unfold the rollator, press down on the side crossbar located beneath the seat until the frame is fully opened. Then, insert the handles into the mounting openings and adjust them to the desired height by tightening the locking knobs. The brake cables should face forward. Position the seat onto the unfolded frame.
- Insert the backrest into the mounting openings at the front of the rollator until the locking pins engage.
- Hang the basket onto the frame.
- Remove the plastic covers from the wheels.
- To fold the rollator for transport, remove the basket, lower the seat, and pull upward on the strap connecting the side crossbar to the frame until the rollator is fully folded.

### **BRAKES FUNCTION**

- To stop the rollator, pull and hold the brake handle upwards.
- During a stop or while using the seat, lock the brake by pushing the brake handle down.
- To release the brake, pull the brake handle upwards.

### **HEIGHT ADJUSTMENT OF HANDLES**

The height of the handles should be adjusted so that the user can stand upright, as far as he or she is able to, with his or her shoulders in rest position and with slightly bent elbows. It is inadvisable to hang on the rollator with all the body weight.

- To adjust the height of the handles, unscrew the locking lever located on the outer side of the frame by, select appropriate height and tighten afterwards.

**NOTE!** The handles must be set on the same level.

### **BRAKES ADJUSTMENT**

- **Adjustment of the upper brake:** Unscrew the nut of the cable, pull it up to the appropriate length and lock it by tightening the locking screw.
- **Adjustment of the lower brake:** Loosen the mounting screw with the use of an open-end wrench, pull the black brake cable to adjust its tension, and then, tighten the mounting screw.

## **4. Technical data**

Overall width	60 cm
---------------	-------

Overall depth	73 cm
Seat dimensions	30 x 30 cm
Seat height from the ground	53 cm
Handles height adjustment	81-89 cm
Weight	8,5 kg
Maximum capacity	135 kg
Maximum capacity of the basket	5 kg
Frame colour	dark blue

## 5. Notes

**Timago International Group does not bear responsibility of improper use of the product, failure to comply safety regulations and misuse.**

## 6. Maintenance

### Cleaning

- Clean the frame with damp cloth and dry thoroughly.
- Do not use strong polishing agents due to the damage of protecting coatings.
- Clean the dirt from moving parts of the rollator regularly (hinges, clamping screws, locks).



## 7. Storage and transport conditions








The product should not be exposed to direct sunlight, water or moisture.

## 8. Warranty information

All products distributed by our company are covered by a warranty, the terms of which are described in the warranty card available on our website. Please contact the retailer from whom you purchased the product. Please, keep in mind that for warranty purposes, the proof of purchase (receipt or invoice) should be retained.

## 9. Labels

	Reference number		Manufacturer
---	------------------	---	--------------

	LOT number		UDI code
	Serial number		Medical device
	Note		Please read the instruction
	The manufacturer checked for compliance with essential medical devices requirements.		

Our complete line of products is available from our distributors. Learn more at: [www.timago.com](http://www.timago.com). Thank you for choosing Timago!

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podpórka czterokołowa stalowa

Kod produktu TGR-R RS 880

Timago

## 1. Wykonanie

Podpórka czterokołowa, składana wykonana jest z ramy stalowej malowanej proszkowo. Posiada tapicerowane siedzisko, miękkie oparcie i zdejmowany koszyk. Wyposażona w regulowane na wysokość ręczki zakończone anatomicznymi uchwytami oraz hamulce z zaciskiem postojowym. Posiada koła o wąskim przekroju i średnicy 8”.

**Zestaw zawiera:** uchwyty z hamulcami, ramę podpórki wraz z siedziskiem, oparcie, koszyk.

### Elementy podpórki:

- A. Uchwyt
- B. Hamulec
- C. Korba blokująca
- D. Linki hamulców
- E. Oparcie
- F. Sztyft blokujący
- G. Belka poprzeczna
- H. Zawias belki poprzecznej
- I. Taśma składania ramy
- J. Koszyk
- K. Górna regulacja hamulca
- L. Dolna regulacja hamulca



## 2. Zastosowanie

Podpórka czterokołowa jest sprzętem pomocniczym, przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecana jest także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie podpórki wpływa pozytywnie na powrót do aktywności osób mających problemy z lokomocją lub pionizacją. Gwarantuje lepszą stabilność, podparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia.

### 3. Montaż

#### ROZŁOŻENIE I ZŁOŻENIE PODPÓRKI

- Aby rozłożyć podpórkę należy docisnąć belkę poprzeczną znajdującą się pod siedziskiem do momentu całkowitego rozłożenia.
- Następnie odkręcić korbę blokującą przy uchwytach i wyregulować ich wysokość na wybranym poziomie, dokręcając ponownie. Upewnić się, że oba uchwyty są na tym samym poziomie.
- Następnie zamontować oparcie w otworach montażowych z przodu podpórki do momentu zablokowania sztyftów.
- Koszyk można zawiesić na ramie z przodu podpórki.
- Należy zdjąć plastikowe ochraniacze z kół.
- Aby złożyć podpórkę do transportu należy zdjąć koszyk, opuścić siedzisko, a następnie pociągnąć do góry taśmę łączącą belkę poprzeczną z ramą, aż do momentu całkowitego złożenia ramy.

#### FUNKCJA HAMULCÓW

**Uwaga!** Podczas pierwszego użycia podpórki może być konieczna pomoc osoby trzeciej, bez względu na stan zdrowia użytkownika.

- Aby zatrzymać podpórkę należy pociągnąć uchwyt hamulca do góry w kierunku uchwytu, następnie przytrzymać.
- W czasie postoju lub korzystania z siedziska należy zablokować hamulec zaciskiem postojowym pociągając uchwyt hamulca w dół.
- Aby zwolnić hamulec należy pociągnąć uchwyt hamulca w górę.

#### REGULACJA WYSOKOŚCI UCHWYTÓW

Wysokość uchwytów należy ustawić na takim poziomie, aby użytkownik korzystając z podpórki, stał wyprostowany na tyle, na ile pozwala mu stan zdrowia, z ramionami w pozycji spoczynkowej i lekko ugiętymi łokciami. Niewskazane jest zawieszanie się na podpórcie całym ciężarem ciała.

- Aby wyregulować wysokość uchwytów, należy odkręcić śruby blokujące znajdujące się na zewnętrznej stronie ramy, wybrać odpowiednią wysokość rurki i ponownie dokręcić śruby blokujące.

**UWAGA!** Uchwyty należy ustawić na tej samej wysokości.

#### REGULACJA HAMULCÓW

- **Górna regulacja hamulca:** należy odkręcić uchwyt linki, podciągnąć ją na odpowiednią odległość i następnie zablokować poprzez dokręcenie śruby zaciskowej.

- **Dolna regulacja hamulca:** należy za pomocą klucza płaskiego poluzować śrubę mocującą, pociągnąć za czarną linkę hamulca tak, aby wyregulować naprężenie linki, a następnie dokręcić śrubę mocującą.

#### 4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	60 cm
Głębokość całkowita	73 cm
Wymiary siedziska	30 x 30 cm
Wysokość siedziska od podłoża	53 cm
Regulacja wysokości uchwytów	81-89 cm
Waga	8,5 kg
Max obciążenie	135 kg
Max obciążenie koszyka na zakupy	5 kg
Kolor ramy	ciemnoniebieski

#### 5. Uwagi i zalecenia

**Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.**

#### 6. Konserwacja

##### Czyszczenie

- Ramę podpórki należy czyścić wilgotną szmatką, a następnie dokładnie osuszyć.
- Nie należy używać ostrych środków polerskich, gdyż grozi to zniszczeniem powłok zabezpieczających.
- Należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ruchomych elementów podpórki (zawiasów, śrub zaciskowych, blokad).










#### 7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

## 8. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę są objęte gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej dostępnej na naszej stronie internetowej. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą, od którego zakupiono produkt. Należy pamiętać, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

## 9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Kod UDI
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na [www.timago.com](http://www.timago.com). Dziękujemy za wybór Timago!



### Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



07/2025 (IV)