

USER MANUAL

Toilet safety rail

Product code: JMC-C 5300KD



1. Characteristics


Toilet safety rail is made of ultra-light anodized aluminium. It is height and width adjustable in order to meet user needs.

The set includes:

- Side rails (2 pcs)
- Connecting bar (2 pcs)
- Height adjustable legs with anti-slippery tips (2 pcs)
- Mounting element - connector

Elements of the safety rail:

1. Height adjustable leg (2 pcs)
2. Side rail (2 pcs)
3. Connecting bar (2 pcs)
4. Connector
5. Anti-slippery tip




2. Application

Toilet safety rail is an ancillary equipment which helps the user to perform physiological activities. The rail is recommended to people with dysfunctions and for those who lost the ability of unassisted sitting down and standing up. Owing to height and width adjustment, the frame can be adjusted to the size of the toilet.

3. Assembly

Step 1. Remove the toilet seat; unscrew mounting screws on the toilet bowl.

Step 2. Assemble the frame by connecting the parts with locking pins (picture 1).



Picture 1

Step 3. Place the connector onto the mounting openings of the toilet bowl.

Step 4. Adjust the height by pressing the locking pin located at the legs, select appropriate height and lock the position of the tubes relative to each other. To adjust width of side frames use pins located on the connector.

Note! The pins must be set on the same level in each leg. Legs should stand stably on the ground.

Step 5. Reinstall the toilet seat.

4. Technical data

Overall width	57-65 cm
Overall depth	47 cm
Height	73-83 cm
Length between mounting openings on connector (4)	11,8-16,2 cm
Weight	1,40 kg
Maximum capacity	136 kg

Frame colour	silver
--------------	--------

5. Notes

Timago International Group does not bear responsibility of improper use of the product, failure to comply safety regulations and misuse.

6. Maintenance

Reviews

Systematically make visual inspection of all the joining elements (clamps, hinges) including:

- the condition of locking pins
- stability and look of the frame

Cleaning

Control the technical condition of the toilet safety rail regularly:

- Clean the rail regularly using only water and mild detergents. Dry thoroughly.
- Do not use for cleaning: strong polishing agents and detergents, abrasive agents, bleach, petrol or solvents (it may cause frame damage, visible defects and in consequence - loss of warranty rights).







7. Storage and transport conditions

The product should not be exposed to direct sunlight, water or moisture.

8. Warranty information

All products distributed by our company are covered by a warranty, the terms of which are described in the warranty card available on our website. Please contact the retailer from whom you purchased the product. Please, keep in mind that for warranty purposes, the proof of purchase (receipt or invoice) should be retained.

9. Labels

	Reference number		Manufacturer
	LOT number		UDI code
	Serial number		Medical device

	Note		Please read the instruction
	The manufacturer checked for compliance with essential medical devices requirements.		

Our complete line of products is available from our distributors.
Learn more at: **www.timago.com**. Thank you for choosing Timago!

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przystawka toaletowa

Kod produktu: JMC-C 5300KD



1. Wykonanie


Przystawka toaletowa wykonana jest z ultralekkiego anodyzowanego aluminium. Posiada regulację wysokości i szerokości umożliwiającą łatwe dopasowanie do potrzeb użytkownika.

Zestaw zawiera:

- Poręcz boczną (2 szt.)
- Belkę łączącą (2 szt.)
- Nóżki z regulacją i nasadkami antypoślizgowymi (2 szt.)
- Element montażowy – łącznik

Elementy przystawki toaletowej:

1. Nóżka z regulacją wysokości (2 szt.)
2. Poręcz boczna (2 szt.)
3. Belka łącząca (2 szt.)
4. Łącznik
5. Nasadka antypoślizgowa




2. Zastosowanie

Przystawka toaletowa jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonanie czynności fizjologicznych. Zalecane jest dla osób z dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi oraz dla osób, które utraciły zdolność samodzielnego siadania i wstawania. Regulowana szerokość i wysokość pozwala dostosować wysokość ramy do rozmiarów muszli sedesowej.

3. Montaż

Krok 1. Zdemontować deskę sedesową. W tym celu należy odkręcić śruby mocujące deskę do muszli klozetowej.

Krok 2. Złożyć ramę przystawki, łącząc części za pomocą pinów blokujących (zdjęcie 1).



Zdjęcie 1

Krok 3. Łącznik umieścić w taki sposób aby element montażowy znajdował się równo z otworami montażowymi muszli.

Krok 4. Wyregulować odpowiednią wysokość, wciskając pin blokujący znajdujący się na nóżkach i wybierając wysokość wewnętrznej rurki, a następnie zablokować położenie rurek względem siebie. Aby wyregulować szerokość poręczy bocznych użyj pinów blokujących znajdujących się na łączniku.

Uwaga! Piny blokujące we wszystkich nóżkach muszą być ustawione na tym samym poziomie. Nóżki powinny zawsze stabilnie stać na podłożu.

Krok 5. Zamontować z powrotem deskę sedesową.

4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	57-65 cm
Głębokość całkowita	47 cm
Wysokość	73-83 cm
Odległość między otworami montażowymi na łączniku (4)	11,8-16,2 cm
Waga	1,40 kg

Maksymalne obciążenie	136 kg
Kolor ramy	srebrny

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z produktu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

Przeglądy

Należy regularnie wykonywać przegląd wizualny wszystkich elementów łączących (zatraskowych, zawiasowych) wyrobu, w tym:

- stan sztyftów blokujących do ustawiania wysokości
- stabilność i wygląd ramy nośnej

Czyszczenie

Należy systematycznie dokonywać samodzielnej kontroli stanu technicznego przystawki toaletowej:

- Przystawkę toaletową należy czyścić regularnie używając tylko wody i łagodnych detergentów mających atest PZH. Osuszyć.
- Nie należy używać do czyszczenia: ostrych środków polerskich, silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą praw gwarancyjnych).










7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

8. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę są objęte gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej dostępnej na naszej stronie internetowej. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą, od którego zakupiono produkt. Należy pamiętać, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Kod UDI
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na www.timago.com

Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



09/2025 (II)