

USER MANUAL

Folding blind cane

Product code: TGR-R LA 853N



1. Characteristics


The blind cane is made of four aluminum sections connected by a strong, double elastic cord. The shaft is equipped with a rotating, interchangeable tip. Reflective straps enhance safety by making it easier for drivers and other road users to identify a visually impaired person.

Elements of the cane:

- A. handgrip
- B. wrist strap
- C. reflective band
- D. rotary tip

2. Application

The cane is designed for the blind and visually impaired. The cane enables the user to identify the terrain independently. It protects from bumping into obstacles which are placed on the road and it signals user's disability to other people.



3. Technical data

Type	4 sectional
Colour	silver
Height	122 cm
Folded length	36,5 cm
Handgrip	rubber with wrist handgrip
Maximum capacity:	100 kg
Weight	0,2 kg

4. Notes

Timago International Group does not bear responsibility of improper use of the product, failure to comply safety regulations and misuse.

5. Cleaning and maintenance

- Clean the cane using only water and mild detergents, dry thoroughly.
- **Do not use:** strong detergents, abrasive agents, bleach, petrol nor solvents (it may cause frame damage, visible defects, and in consequence – loss of warranty rights).
- It is necessary to check the cord regularly at the point of sections joint. In case of abrasion, cracking or tearing, discontinue using the cane.
- It is recommended to check rubber tip regularly. Replace worn tip immediately.









6. Storage and transport conditions

The product should not be exposed to direct sunlight, water or moisture.

7. Warranty information

All products distributed by our company are covered by a warranty, the terms of which are described in the warranty card available on our website. Please contact the retailer from whom you purchased the product. Please, keep in mind that for warranty purposes, the proof of purchase (receipt or invoice) should be retained

9. Labels

	Reference number		Manufacturer
	LOT number		UDI code
	Serial number		Medical device
	Note		Please read the instruction



The manufacturer checked for compliance with essential medical devices requirements.

Our complete line of products is available from our distributors. Learn more at: www.timago.com. Thank you for choosing Timago!

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Laska dla niewidomych, składana

Kod produktu: TGR-R LA 853N



1. Wykonanie

Laska dla niewidomych wykonana jest z czterech aluminiowych członów połączonych wytrzymałą, podwójną i elastyczną linką. Trzon zakończony jest wymienną obrotową końcówką. Laska posiada taśmy odblaskowe zwiększające poziom bezpieczeństwa poprzez ułatwienie kierowcom i innym użytkownikom ruchu drogowego identyfikację osoby niewidomej.

Elementy laski:

- A. uchwyt
- B. pasek nadgarstkowy
- C. taśma odblaskowa
- D. obrotowa końcówka

2. Zastosowanie

Laska przeznaczona jest dla osób niewidomych i niedowidzących, umożliwia użytkownikowi samodzielne rozpoznanie terenu. Chroni przed zderzeniem z przeszkodami, które znajdują się na drodze, a także sygnalizuje innym osobom niepełnosprawność wzroku użytkownika.

3. Specyfikacja techniczna

Typ	4 członowa
Kolor	srebrna
Wysokość	122 cm
Długość po złożeniu	36,5 cm
Rączka	gumowa z uchwytem nadgarstkowym



Maksymalne obciążenie	100 kg
Waga laski	0,2 kg

4. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

5. Konserwacja

- Laskę należy czyścić regularnie używając tylko wody i łagodnych detergentów mających atest PZH. Po czyszczeniu laskę należy wypolerować do sucha.
- Nie należy używać do czyszczenia: silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą praw gwarancyjnych).
- Należy systematycznie sprawdzać gumową linkę w miejscu łączenia się członów, w przypadku przetarcia, pęknięcia lub naderwania należy przerwać użytkowanie laski.
- Zaleca się regularną kontrolę gumowej nasadki. W przypadku zużycia, należy wymienić nasadkę na nową.



6. Warunki przechowywania i transportu








Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

7. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę są objęte gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej dostępnej na naszej stronie internetowej. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą, od którego zakupiono produkt. Należy pamiętać, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

8. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
---	--------------------	---	-----------

	Numer serii		Kod UDI
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na www.timago.com. Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



06/2025 (IV)