

# USER MANUAL

## Steel 3-wheeled rollator

Product code: TGR-R RT 892G



### 1. Characteristics

3-wheeled rollator is made of powder coated steel frame. The rollator is equipped with brakes with locking mechanism, basket with removable tray, and zip-fastened shopping bag. The product is supplied with solid wheels 8" in diameter and height adjustable ergonomic handles.

**The set includes:** steel frame, two push handles, basket, tray, bag, locking knobs (2 pcs).

#### Elements of the rollator:

- A. Push handle
- B. Brake
- C. Locking knob
- D. Basket
- E. Bag
- F. Brake cable
- G. Hinge
- H. Upper adjustment of brake
- I. Lower adjustment of brake



### 2. Application

The rollator is designed for patients with reduced mobility who need stable support and help while walking. It is also recommended to the elderly as an aid in keeping balance, improving walking comfort and ensuring safety from falling. The use of the rollator has a positive effect on the recovery of individuals with mobility impairments and difficulty transitioning to an upright position. It provides improved stability, support, and safety while walking.

### 3. Assembly

#### UNFOLDING AND FOLDING THE ROLLATOR

- To unfold the rollator, pull the frame apart at the rear wheels.

- Press the hinge located at the middle of the frame until the rollator is completely unfolded.
- Fix push handles into the mounting openings and secure them with locking knobs.
- To fold the rollator, pull the hinge of the crossbar and fold the rollator with the use of the handles or the frame.
- Hang basket with tray on small hooks at the front.
- The bag can be removed by unfastening the clips located on both sides of the frame.

## **BRAKES**

- To stop the rollator, pull the brake handle upwards and hold.
- While stop or using the seat, lock the brake with locking mechanism by pushing down the brake handle.
- To release the brake, pull the brake handle upwards.

## **HEIGHT ADJUSTMENT OF HANDLES**

- To adjust the height of the handles, unscrew the locking knobs located below the push handles, select appropriate height and tighten them afterwards.

## **ADJUSTMENT OF BRAKES**

- **Adjustment of upper brake:** unscrew the nut of the cable, pull it up to the appropriate length and lock it by tightening the locking nut.
- **Adjustment of lower brake:** loosen the mounting screw with the use of open-end wrench, pull the black brake cable to adjust the tension of the cable, and then, tighten the mounting screw.

## **4. Technical data**

Overall width	62 cm
Overall depth	56 cm
Handles height adjustment	82-97 cm
Weight	7,7 kg
Maximum capacity	110 kg

Max. capacity of the shopping bag and basket	5 kg
Frame colour	blue

## 5. Notes

**Timago International Group does not bear responsibility of improper use of the product, failure to comply safety regulations and misuse.**

## 6. Maintenance

### Cleaning

Control the technical condition of the rollator regularly:

- Clean the frame with damp cloth and dry thoroughly.
- Do not use strong polishing agents due to the damage of protecting coatings.
- Clean the dirt from moving parts of the rollator regularly (hinges, clamping screws, brakes).


## 7. Storage and transport conditions




The product should not be exposed to direct sunlight, water or moisture.

## 8. Warranty information

All products distributed by our company are covered by a warranty, the terms of which are described in the warranty card available on our website. Please contact the retailer from whom you purchased the product. Please, keep in mind that for warranty purposes, the proof of purchase (receipt or invoice) should be retained.

## 9. Labels

<b>REF</b>	Reference number		Manufacturer
<b>LOT</b>	LOT number	<b>UDI</b>	UDI code
<b>SN</b>	Serial number	<b>MD</b>	Medical device

	Note		Please read the instruction
	The manufacturer checked for compliance with essential medical devices requirements.		

Our complete line of products is available from our distributors. Learn more at: [www.timago.com](http://www.timago.com). Thank you for choosing Timago!

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podpórka trójkołowa stalowa

Kod produktu: TGR-R RT 892G



## 1. Wykonanie

Podpórka trójkołowa wykonana jest ze stalowej ramy malowanej proszkowo. Wyposażona jest w hamulce z zaciskiem postojowym, koszyk ze zdejmowaną pokrywką oraz torbę zapinaną na zamek. Posiada pełne koła o średnicy 8" oraz regulowane uchwyty.

**Zestaw zawiera:** ramę stalową, dwa anatomiczne uchwyty, koszyk, tackę, torbę, śruby blokujące (2 szt.).

### Elementy podpórki:

- A. Uchwyt
- B. Hamulec
- C. Śruba blokująca
- D. Koszyk
- E. Torba
- F. Linka hamulca
- G. Zawias
- H. Górna regulacja hamulca
- I. Dolna regulacja hamulca



## 2. Zastosowanie

Podpórka trójkołowa jest sprzętem pomocniczym przeznaczonym dla osób z obniżoną sprawnością ruchową, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecana jest także dla osób starszych jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie podpórki wpływa pozytywnie na powrót do aktywności osób mających problemy z lokomocją lub pionizacją. Gwarantuje lepszą stabilność, podparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia.

## 3. Montaż

### ROZŁOŻENIE I ZŁOŻENIE PODPÓRKI

- Ramę podpórki rozłożyć za ramę przy tylnych kołach.
- Zawias na środku ramy docisnąć do całkowitego rozłożenia.

- Następnie zamontować uchwyty w otworach montażowych i zablokować śrubami blokującymi.
- Aby złożyć podpórkę należy pociągnąć za zawias belki poprzecznej znajdujący się na środku poprzeczki i złożyć podpórkę przy pomocy uchwytów lub ramy.
- Koszyk z tacką zamontować na haczykach ramy z przodu.
- Torbę można ściągnąć poprzez odpięcie klipsów znajdujących się po obu stronach ramy.

## FUNKCJA HAMULCÓW

- Aby zatrzymać podpórkę należy pociągnąć rączkę hamulca do góry w kierunku uchwytu i przytrzymać.
- W czasie postoju zablokować hamulec zaciskiem postojowym, pociągając rączkę hamulca w dół.
- Aby zwolnić hamulec postojowy należy pociągnąć uchwyt hamulca w górę.

## REGULACJA WYSOKOŚCI UCHWYTÓW

Aby dopasować wysokość uchwytów należy odkręcić śruby blokujące znajdujące się poniżej uchwytów, następnie wybrać odpowiednią wysokość i dokręcić śruby ponownie.

## REGULACJA HAMULCÓW

- **Górna regulacja hamulca:** należy odkręcić uchwyt linki, podciągnąć ją na odpowiednią odległość i następnie zablokować poprzez dokręcenie nakrętki kontrującej.
- **Dolna regulacja hamulca:** należy za pomocą klucza płaskiego poluzować śrubę mocującą, pociągnąć za czarną linkę hamulca tak, aby wyregulować napięcie linki, następnie dokręcić śrubę mocującą.

## 4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	62 cm
Głębokość całkowita	56 cm
Regulacja wysokości uchwytów	82-97 cm
Waga	7,7 kg

Maksymalne obciążenie	110 kg
Maks. obciążenie torby	5 kg
Kolor ramy	niebieski

## 5. Uwagi i zalecenia

**Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z podpórki, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.**

## 6. Konserwacja

Należy systematycznie dokonywać samodzielnej kontroli stanu technicznego podpórki:

- Ramę podpórki należy czyścić wilgotną szmatką, a następnie dokładnie osuszyć.
- Nie należy używać ostrych środków polerskich, gdyż grozi to zniszczeniem powłok zabezpieczających.
- Należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ruchomych elementów podpórki (zawiasów, śrub zaciskowych, blokad).





## 7. Warunki przechowywania i transportu






Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

## 8. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę są objęte gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej dostępnej na naszej stronie internetowej. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą, od którego zakupiono produkt. Należy pamiętać, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

## 9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Kod UDI

	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na [www.timago.com](http://www.timago.com). Dziękujemy za wybór Timago!



**Timago International Group**

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



06/2025 (IV)