

# USER MANUAL

## Aluminium 4-wheeled rollator

Product code: LORENZA




### 1. Characteristics

Four-wheeled rollator is made of high-quality aluminium. It has solid front 10" and rear 7,5" diameter wheels, height-adjustable handles finished with anatomical grips, brakes with parking function, seat with backrest and bag. The structure is based on a crossover frame and an oval cross-section of tubes, thanks to which the resistance to axial pressure is significantly increased. The hidden brake cable provides an aesthetically pleasing appearance.

**The set includes:** frame with seat, front and back wheels, backrest, shopping bag.

### Elements of the rollator:



- 1 handgrip
- 2 brake with parking handle
- 3 backrest
- 4 seat
- 5 height adjustment lock
- 6 crossbar
- 7 bag
- 8 front wheel 10"
- 9 rear wheel 7,5"
- 10 support pedal

### 2. Application

The rollator is designed for patients with reduced mobility who need stable support and help while walking. It is also recommended to the elderly as an aid

in keeping balance in order to improve walking comfort and ensuring safety from falling. The use of the walker has a positive effect on the return to activity of people with locomotion and tilting to erect position problems. It guarantees better stabilization, support and security while walking.

### **3. Assembling**

#### **Unfolding**

- To unfold the rollator, grab both handgrips and pull them outwards. Press the seat gently on both sides to fully unfold the rollator (characteristic “click” sound).

#### **Folding**

- To fold the rollator, pull the seat up.
- Ensure that rollator is correctly folded.

#### **Handgrips height adjustment**

To adjust the height of the handgrip:

- Press the brake down to activate the parking brake and immobilize the rollator.
- Lift the adjustment clamp up.
- Adjust the height of the handle.
- Tighten the clamp to lock the adjusted height of the handles. Pull the handle up and down several times to check that it is locked correctly.
- Adjust the height of the second handgrip in a similar way.

**NOTE!** Both handgrips should be set at the same height.

#### **Brake function**

- To stop the rollator, pull the brake handle up, then hold.
- When not in motion or using the seat, lock the parking brake with the parking clamp by pulling the brake handle down.
- To release parking brake, pull the handle upwards.

#### **Removing and attaching backrest and bag**

Bag and backrest can be dismounted.

- To remove backrest, press the button located at the top, inner part of the frame and pull the backrest up.
- To remove the bag, pull it up from mounting openings located on the bottom, inner part of the frame.
- To attach bag and backrest, repeat steps backwards.

## Support pedal

- The support pedal is used to help overcome obstacles, such as curbs. Press down on the pedal with your foot to lift the rollator up.

## 4. Technical data

Dimensions after folding	70 x 15 x 86,5 cm
Overall width after unfolding	58 cm
Overall length	87 cm
Seat width	45 cm
Seat height from the ground	55 cm
Handgrip height adjustment	86,5-96,5 cm
Rollator weight	7,50 kg
Maximum capacity	136 kg
Frame colour	dark blue

## 5. Notes

**Timago International Group does not bear responsibility of improper use of the rollator, failure to comply safety regulations and misuse.**

## 6. Maintenance

- Clean the frame with damp cloth and dry thoroughly.
- Do not use strong polishing agents due to the risk of damage of protecting coatings.
- Clean the dirt from moving parts of the rollator regularly (hinges, clamping screws, locks).










## 7. Storage and transport conditions

Device should not be exposed to direct sunlight, water or moisture.

## 8. Warranty information

All products distributed by our company are covered by a warranty, the terms of which are described in the warranty card available on our website. Please contact the retailer from whom you purchased the product. Please, keep in mind that for warranty purposes, the proof of purchase (receipt or invoice) should be retained.

## 9. Labels

	Reference number		Manufacturer
	LOT number		Manufacture date
	Serial number		Medical device
	Note		Please read the instruction
	The manufacturer checked for compliance with essential medical devices requirements.		

Our complete line of products is available from our distributors.

Learn more at: [www.timago.com](http://www.timago.com).

Thank you for choosing Timago!

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Podpórka czterokołowa aluminiowa

Kod produktu: LORENZA




### 1. Wykonanie

Podpórka czterokołowa wykonana jest z wysokiej jakości aluminium. Posiada pełne przednie koła o średnicy 10'' oraz tylne o średnicy 7,5'', regulowane na wysokość ręczki zakończone anatomicznymi uchwytami, tylne hamulce z zaciskiem postojowym, siedzisko z oparciem oraz pojemną torbę. Konstrukcja opiera się na ramie krzyżakowej oraz owalnym przekroju rurek, dzięki czemu posiada znacznie większą wytrzymałość na nacisk osiowy, a dodatkowo schowana linka hamulcowa zapewnia estetyczny wygląd.

**Zestaw zawiera:** ramę podpórki wraz z siedziskiem, koła przednie i tylne, oparcie, torbę.

### Elementy podpórki:



- 1 uchwyt
- 2 rączka hamulca z zaciskiem postojowym
- 3 oparcie
- 4 siedzisko
- 5 blokada regulacji wysokości
- 6 belka poprzeczna
- 7 torba
- 8 koło przednie 10''
- 9 koło tylne 7,5''
- 10 pedał pomocniczy

### 2. Zastosowanie

Podpórka czterokołowa jest sprzętem pomocniczym, przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecana jest także dla osób starszych, jako pomoc

w utrzymaniu równowagi w celu poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie podpórki wpływa pozytywnie na powrót do aktywności osób mających problemy z lokomocją lub pionizacją. Gwarantuje lepszą stabilność, podparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia.

### **3. Montaż**

#### **Rozkładanie podpórki**

- Złapać oba uchwyty podpórki i pociągnąć na zewnątrz. Następnie delikatnie docisnąć siedzisko po obu stronach do momentu pełnego rozłożenia (charakterystyczny dźwięk kliknięcia).

#### **Złożenie podpórki**

- Pociągnąć uchwyt znajdujący się na siedzisku do góry w celu złożenia podpórki.

#### **Regulacja wysokości uchwytów**

Aby wyregulować wysokość uchwytu, należy:

- Ustawić hamulec w trybie postojowym, aby unieruchomić podpórkę.
- Unieść dźwignie blokady regulacji wysokości do góry.
- Wyregulować wysokość uchwytów.
- Zacisnąć z powrotem dźwignię regulacyjną aby zablokować ustawioną wysokość uchwytów. Pociągnąć kilka razy uchwyty do góry i w dół, aby sprawdzić poprawne zablokowanie wysokości.

**UWAGA!** Oba uchwyty należy ustawić na tej samej wysokości.

#### **Funkcja hamulców**

- Aby zatrzymać podpórkę należy pociągnąć do góry i przytrzymać uchwyt hamulca.
- W czasie postoju lub korzystania z siedziska należy zablokować hamulec zaciskiem postojowym pociągając rączkę hamulca w dół.
- Aby zwolnić hamulec postojowy należy pociągnąć jego rączkę do góry.

#### **Zdejmowanie i zakładanie oparcia oraz torby**

Torba oraz oparcie podpórki posiadają możliwość demontażu.

- Aby zdemontować oparcie wciśnij przycisk znajdujący się na górnej części wewnętrznej ramy podpórki i wyciągnij oparcie do góry.
- Aby zdemontować torbę, wysuń ją z otworów montażowych znajdujących się w dolnej części wewnętrznej ramy podpórki.
- W celu zamontowania torby i oparcia, wykonaj czynności w odwrotnej kolejności.

## Pedał pomocniczy

- Pedał pomocniczy służy jako pomoc przy pokonywaniu przeszkód, np. krawężników. Naciśnij stopą na pedał, aby unieść podpórkę.

## 4. Specyfikacja techniczna

Wymiary po złożeniu	70 x 15 x 86,5 cm
Szerokość całkowita po rozłożeniu	58 cm
Długość całkowita	87 cm
Szerokość siedziska	45 cm
Wysokość siedziska od podłoża	55 cm
Regulacja wysokości uchwytów	86,5-96,5 cm
Waga podpórki	7,50 kg
Max obciążenie	136 kg
Kolor ramy	granatowy

## 5. Uwagi i zalecenia

**Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z podpórki, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.**

## 6. Konserwacja

- Ramę podpórki należy czyścić wilgotną szmatką, a następnie dokładnie osuszyć.
- Nie należy używać ostrych środków polerskich, gdyż grozi to zniszczeniem powłok zabezpieczających.
- Należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ruchomych elementów podpórki (zawiasów, zacisków, blokad).

## 7. Warunki przechowywania i transportu










Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

## 8. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę są objęte gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej dostępnej na naszej stronie

internetowej. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą, od którego zakupiono produkt. Należy pamiętać, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

## 9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.

Dowiedz się więcej na [www.timago.com](http://www.timago.com).

Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group  
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa  
ul. Karpacka 24/12  
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



09/2024 (I)