

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Orteza stawu skokowego

Kod produktu: MalleoTim Lite



1. Wykonanie

MalleoTim Lite to orteza stawu skokowego typu otwartego, wykonana z nieelastycznego materiału posiadającego bardzo dobre właściwości w zakresie przepuszczalności powietrza i odprowadzenia wilgoci, dzięki czemu zapewnia wysoki komfort użytkowania. W ortezie zastosowane zostały silikonowe stalki boczne zabezpieczające niestabilność stawu w kierunku bocznym i przyśrodkowym. Taśmy elastyczne dodatkowo zabezpieczają i wzmacniają staw skokowy. Orteza typu otwartego pięta-palce zapewnia wysoki komfort użytkowania. Dostępna jest w wersji otwartej, w której jego dolna i górna część zapinane i regulowane są przy pomocy rzepów. Dzięki temu jest łatwa w zakładaniu szczególnie dla osób o ograniczonej sprawności lub osób starszych.

2. Zastosowanie

Orteza stawu skokowego otwarta należy do grupy wyrobów medycznych stosowanych w celu zabezpieczenia niestabilnego stawu w kierunkach bocznym i przyśrodkowym poprzez boczne wzmocnienia obejmujące kostki. Dodatkowa taśma zabezpiecza przed przesunięciem i skręceniem kości skokowej.

Wskazania do stosowania stabilizatora:

- Skręcenia lub zwichnięcia stawu skokowego
- Uszkodzenia więzadeł stawu skokowego górnego i dolnego
- Zwrodnienia stawu
- Zespoły bólowe w okresie ostrym i przewlekłym
- Profilaktyka nawracających przeciążeń i urazów
- W procesie rehabilitacji medycznej

3. Przeciwwskazania

Nie należy stosować w przypadku:

- Otarć naskórka
- Egzem skórnych
- Ran oraz innych uszkodzeń skóry
- Po zastosowaniu żeli i maści rozgrzewających
- Indywidualnych przeciwwskazań, które określone zostały przez lekarza w badaniu podmiotowym i przedmiotowym

4. Uwagi

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą konserwację wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

5. Sposób zakładania

- Odpiąć wszystkie rzepy, a następnie objąć staw skokowy w kierunku od tyłu do przodu tak aby pięta znajdowała się w otworze w części tylnej, a boczne wzmocnienia (usztywnienia) obejmowały kostkę boczną i przyśrodkową
- Zapiąć rzepy z obu stron ortezy
- Owinąć ortezę taśmą elastyczną w tzw. ósemkę, zaczynając od podeszwy stopy. Zapięcie powinno znajdować się z tyłu ortezy.

Uwaga! Długotrwałe stosowanie ortezy może powodować obniżenie napięcia mięśniowego i upośledzenie funkcji kończyny.

6. Parametry techniczne

ROZMIAR	UNIWERSALNY
---------	-------------

7. Konserwacja

- Ortezę należy prać ręcznie w letniej wodzie, nie wirować, nie chlorować, nie prasować, nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie czyścić chemicznie.
- Należy pamiętać, żeby w praniu rzepy były dobrze dopięte, aby nie zniszczyły materiału.
- Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od intensywnych źródeł ciepła.

Uwaga! Informacje dotyczące konserwacji znajdują się na metce materiałowej.

8. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie wody i wilgoci.

9. Dane dotyczące gwarancji

Produkt objęty jest gwarancją, której warunki zostały opisane w otrzymanej przez Państwa karcie gwarancyjnej. Do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

10. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.
Dowiedz się więcej na **www.timago.com**
Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



04/2023(I)