

# USER MANUAL

## Bathtub transfer bench

Product code: TGR-R TW 330




### 1. Characteristics

The transfer bench is made of high-strength, moisture-resistant PVC. It consists of a seat, an ergonomic handle and non-slip adjustable feet.

#### Elements of the bench:

- A. Seat
- B. Handle
- C. Non-slip adjustable feet



### 2. Application

The transfer bench is ancillary equipment that helps the user perform physiological activities. The chair is recommended for people with reduced mobility, which prevents or hinders the unassisted performance of daily living activities.

### 3. Assembly

**Step 1.** Assemble the handle and feet to the seat.

**Step 2.** Adjust feet so that they match with width of the bath.

**Step 3.** Tighten feet afterwards.

**Note:** Before first use, ensure the transfer bench is assembled correctly.

### 4. Technical data

Overall width	70 cm
Overall depth	41 cm
Seat dimensions	42 cm x 29 cm
Bench weight	2,8 kg
Maximum capacity	160 kg

## 5. Notes

**Timago International Group does not bear responsibility of improper use of the product, failure to comply safety regulations and misuse.**

## 6. Maintenance

- Clean the transfer bench regularly using only water and mild detergents for plastic materials. Dry thoroughly.
- **Do not use for cleaning:** strong detergents, abrasive agents, bleach, petrol or solvents (it may cause frame damage, visible defects and in consequence - loss of warranty rights).
- Systematically make a visual inspection of all the components of the product including: tightening of feet, the condition of the seat and handle.









## 7. Storage and transport conditions

The product should not be exposed to direct sunlight, water or moisture.

## 8. Warranty information

All products distributed by our company are covered by a warranty, the terms of which are described in the warranty card available on our website. Please contact the retailer from whom you purchased the product. Please, keep in mind that for warranty purposes, the proof of purchase (receipt or invoice) should be retained

## 9. Labels

	Reference number		Manufacturer
	LOT number		UDI code
	Serial number		Medical device
	Note		Please read the instruction



The manufacturer checked for compliance with essential medical devices requirements.

Our complete line of products is available from our distributors. Learn more at: [www.timago.com](http://www.timago.com). Thank you for choosing Timago!

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

Transfer na wannę

Kod produktu: TGR-R TW 330




## 1. Wykonanie

Transfer na wannę wykonany jest z PCV wytrzymałego na wilgoć. Składa się z siedziska, wyprofilowanego uchwytu oraz blokujących nóżek rozporowych.

### Części składowe transferu:

- A. Siedzisko
- B. Uchwyt
- C. Nóżki rozporowe



## 2. Zastosowanie

Transfer na wannę jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonywanie czynności higienicznych. Polecany jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego.

## 3. Montaż

**Krok 1.** Należy zamontować uchwyt i nóżki rozporowe w płycie głównej.

**Krok 2.** Następnie dostosować transfer do szerokości wanny, w tym celu należy wyregulować nóżki rozporowe, tak by ich rozstawienie odpowiadało szerokości wanny.

**Krok 3.** Należy dokręcić nóżki rozporowe.

**Uwaga!** Przed pierwszym użyciem transferu należy sprawdzić poprawność montażu.

## 4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	70 cm
Głębokość całkowita	41 cm
Wymiary siedziska	42 x 29 cm
Waga ławki	2,8 kg

Maksymalne obciążenie	160 kg
-----------------------	--------

## 5. Uwagi i zalecenia

**Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z produktu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.**

## 6. Konserwacja

- Transfer należy czyścić regularnie używając wody, gąbki i łagodnych środków czyszczących do tworzyw sztucznych np. mydła lub delikatnych detergentów posiadających atest PZH, po każdym użyciu wytrzeć do sucha.
- **Nie należy używać do czyszczenia:** silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą praw gwarancyjnych).
- Co najmniej raz na 3 miesiące należy wykonać przegląd wizualny wszystkich elementów wyrobu w tym: dokręcenie nóżek rozporowych, stan płyty głównej i uchwytu (pod kątem pęknięć).





## 7. Warunki przechowywania i transportu






Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

## 8. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę są objęte gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej dostępnej na naszej stronie internetowej. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą, od którego zakupiono produkt. Należy pamiętać, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

## 9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Kod UDI

	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na [www.timago.com](http://www.timago.com). Dziękujemy za wybór Timago!





**Timago International Group**

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



06/2025 (III)