

USER MANUAL

Fixed commode chair

Product code: TGR-R KT-S 668



1. Characteristics

The commode chair is made of a powder-coated steel frame. It features legs with anti-slip rubber tips. The chair is equipped with a toilet seat and a removable plastic toilet bucket with a lid. It can be adjusted to the patient's needs thanks to its height adjustment, while the armrests provide stability and ensure safe use.

The set includes: side frames with armrests and legs, backrest tube, front and back frame, toilet seat with lid, toilet bucket with lid, mounting screws.

Elements of the commode chair:

- A. Side frame with armrest
- B. Backrest tube
- C. Back frame
- D. Front frame
- E. Toilet bucket
- F. Height adjustment
- G. Anti-sliding tips



2. Application

The commode chair is an ancillary device designed to assist users with personal hygiene activities. It is recommended for individuals with mobility impairments or reduced physical function, who experience difficulty walking independently or are unable to sit down and stand up without assistance. The chair serves as a toilet, thanks to the removable toilet bucket located beneath the seat. It facilitates the performance of physiological functions and helps caregivers provide effective assistance.

3. Assembly

UNFOLDING AND FOLDING

Step 1. Assemble the side frames with backrest tube using mounting screws.

Step 2. Fix the front and back frame to the side frames using mounting screws.

Step 3. On the bottom rail of the back frame mount the toilet seat with lid until you hear “click” sound of plastic grips.

Step 4. When using the commode chair as a support for a toilet seat, the toilet bucket or a sanitary cover should be attached to the holders of the frame.

HEIGHT ADJUSTMENT

- To adjust the height of the chair press the locking pin, select appropriate height of the leg and then lock it again, repeating steps on the other legs. The legs are adjustable in 2.5 cm increments.

Note! All legs must be set on the same height level.

USAGE

- Lift the toilet lid and remove the bucket lid. After use, cover the bucket with the lid and lower the toilet lid.
- In case of using the chair as a stand for the toilet seat, use the sanitary cover.

4. Technical data

Overall width	55 cm
Inner width	44 cm
Overall depth	47 cm
Seat height from the ground	43-58 cm
Overall height from the ground	64-79 cm
Seat dimensions	33 x 37 cm
Chair weight	4,8 kg
Maximum capacity	110 kg
Frame colour	grey

5. Notes

Timago International Group does not bear responsibility of improper use of the product, failure to comply safety regulations and misuse.

6. Maintenance

Carry out regular maintenance of the technical condition of the chair:

- Clean the commode chair regularly using only water and mild detergents. Dry thoroughly.
- **Do not use** for cleaning: strong polishing agents and detergents, abrasive agents bleach, petrol or solvents (it may cause frame damage, visible defects and in consequence - loss of warranty rights).
- Empty and disinfect the toilet bucket and the toilet seat after each use. Use toilet cleaning agents according to producer's instructions.

7. Storage and transport conditions

The product should not be exposed to direct sunlight, water or moisture.

8. Warranty information

All products distributed by our company are covered by a warranty, the terms of which are described in the warranty card available on our website. Please contact the retailer from whom you purchased the product. Please, keep in mind that for warranty purposes, the proof of purchase (receipt or invoice) should be retained.

9. Labels

	Reference number		Manufacturer
	LOT number		UDI code
	Serial number		Medical device
	Note		Please read the instruction
	The manufacturer checked for compliance with essential medical devices requirements.		

Our complete line of products is available from our distributors. Learn more at: **www.timago.com**. Thank you for choosing Timago!

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Krzesło toaletowe stałe

Kod produktu: TGR-R KT-S 668



1. Wykonanie

Krzesło toaletowe wykonane jest ze stalowej, malowanej proszkowo ramy. Posiada regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi. Krzesło wyposażone jest w deskę sedesową z klapą oraz łatwo wyciągany plastikowy pojemnik sanitarny z pokrywką. Regulacja wysokości pozwala na dostosowanie do potrzeb pacjenta, a boczne podłokietniki wspomagają stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.

Zestaw zawiera: boczne barierki z podłokietnikami, rama oparcia, ramę przednią i tylną, deskę sedesową i klapę, pojemnik sanitarny z pokrywką, śruby mocujące.

Elementy składowe:

- A. Bariierka boczna z podłokietnikiem
- B. Rama oparcia
- C. Tylne ramię
- D. Przednie ramię
- E. Wiaderko sanitarne
- F. Regulacja wysokości
- G. Nasadki antypoślizgowe



2. Zastosowanie

Krzesło toaletowe jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonanie czynności higienicznych. Zalecane jest dla osób, mających problemy z samodzielnym poruszaniem się, z dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi oraz dla osób, które utraciły zdolność samodzielnego siadania i wstawania. Krzesło pełni funkcję toaletową dzięki wyposażeniu w pojemnik sanitarny pod siedziskiem. Ułatwia przeprowadzenie czynności fizjologicznych i pielęgnacyjnych użytkownika.

3. Montaż

ROZŁOŻENIE I ZŁOŻENIE KRZESŁA TOALETOWEGO

Krok 1: Zamontować ramę oparcia na barierkach bocznych przy pomocy śrub montażowych.

Krok 2: Tylną i przednią ramę przykręcić do bocznych uchwytów śrubami montażowymi.

Krok 3: Na dolnej barierce ramy tylnej zamontować deskę sedesową z klapą, aż do momentu zaskoczenia plastikowych uchwytów (charakterystyczny dźwięk „kliknięcia”).

Krok 4: Do stalowych uchwytów zamontować wiaderko sanitarne lub osłonkę sanitarną w przypadku korzystania z krzesła jako podstawki nad sedes.

REGULACJA WYSOKOŚCI

- Aby wyregulować wysokość taboretu należy wcisnąć pin blokujący, wybrać odpowiednią wysokość nóżki, a następnie zablokować. Nóżki regulowane są skokowo co 2,5 cm.

Uwaga! Piny we wszystkich nóżkach muszą być ustawione na tym samym poziomie.

UŻYTKOWANIE

Podnieść klapę sedesu, a następnie zdjąć pokrywę pojemnika. Po użyciu przykryć pojemnik pokrywą, a następnie opuścić klapę sedesu.

4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	55 cm
Szerokość wewnętrzna	44 cm
Głębokość całkowita	47 cm
Wysokość siedziska od podłoża	43-58 cm
Wysokość całkowita od podłoża	64-79 cm
Wymiary siedziska	33 x 37 cm
Waga krzesła	4,8 kg
Maksymalne obciążenie	110 kg
Kolor ramy	szary

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z produktu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

Należy systematycznie dokonywać samodzielnej kontroli stanu technicznego krzesła:

- Krzesło toaletowe należy czyścić regularnie używając tylko wody i łagodnych detergentów mających atest PZH. Dokładnie osuszyć.
- **Nie należy używać** do czyszczenia: ostrych środków polerskich, silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą praw gwarancyjnych).
- Po każdorazowym użyciu należy opróżnić i zdezynfekować pojemnik sanitarny oraz deskę sedesową. Należy wykorzystywać środki do czyszczenia toalet zgodnie z zaleceniami ich producenta.

7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

8. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę są objęte gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej dostępnej na naszej stronie internetowej. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą, od którego zakupiono produkt. Należy pamiętać, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Kod UDI
	Numer seryjny		Wyrób medyczny

	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na **www.timago.com**. Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



06/2025 (IV)