

INSTRUKCJA UŻYWANIA

ORMI W006

Podpórka dwukołowa z siedziskiem

Model producenta: ORMI W006

Marka: ORMIGO

Data wydania: 06.2026

MD

wyrób medyczny

wg etykiety
maks. obciążenie

CE

oznakowanie CE

5"
koła przednie

ALU

lekka rama

SIEDZ.
składane siedzisko



Lekka rama aluminiowa | Regulacja wysokości | Składane siedzisko | Dwa koła 5"

1. Wykonanie i elementy podpórki

Podpórka ORMI W006 wykonany jest z lekkiej aluminiowej ramy. Produkt przeznaczony jest do wspierania użytkownika podczas stania i chodzenia oraz do krótkiego odpoczynku. Wyposażono go w dwa przednie koła 5", dwie tylne nóżki z nasadkami antypoślizgowymi, siedzisko, uchwyty oraz elementy stabilizujące. Wysokość nóg można dopasować do wzrostu użytkownika za pomocą skokowej regulacji.



Rys. 1. Elementy balkonika ORMIGO / KY914L-5"

Opis elementów

- 1 Uchwyty piankowe
- 2 Uchwyty piankowe
- 3 Siedzisko
- 4 Rama / elementy stabilizujące
- 5 Nóżki z regulacją wysokości
- 6 Przednie koła 5"
- 7 Tylne nasadki antypoślizgowe
- 8 Szytki regulacyjne

Numerzy umieszczone na zdjęciu odpowiadają opisowi po prawej stronie.

2. Przeznaczenie

Balkonik ORMI W006 jest pomocniczym wyrobem medycznym wspierającym mobilność osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Służy do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa podczas chodzenia po równym, stabilnym podłożu. Siedzisko może być używane do krótkiego odpoczynku po upewnieniu się, że wyrób stoi stabilnie.

- dla osób starszych i osłabionych, które potrzebują dodatkowego podparcia,
- dla osób w trakcie rehabilitacji lub rekonwalescencji,
- dla użytkowników z trudnościami w utrzymaniu równowagi,
- do użytkowania w pomieszczeniach i na równych nawierzchniach zewnętrznych oraz do krótkiego odpoczynku na siedzisku.

3. Wskazania i przeciwwskazania

Wskazania:

- ograniczona sprawność ruchowa, osłabienie mięśniowe lub potrzeba dodatkowego podparcia,
- rehabilitacja po urazach, zabiegach lub okresie unieruchomienia,
- trudności z samodzielnym i bezpiecznym poruszaniem się bez pomocy.

Przeciwwskazania i sytuacje wymagające szczególnej ostrożności:

- brak możliwości utrzymania pozycji stojącej lub siedzącej bez pomocy drugiej osoby,
- znaczne zaburzenia równowagi, dezorientacja lub stan uniemożliwiający bezpieczne używanie,
- maksymalna masa użytkownika zgodnie z etykietą produktu i dokumentacją producenta,
- uszkodzenie ramy, uchwytów, siedziska, kół, nasadek lub elementów blokujących,
- użytkowanie na schodach, stromych pochyłościach, śliskim albo bardzo nierównym podłożu.

4. Przygotowanie do użycia

Przed pierwszym użyciem sprawdzić kompletność zestawu i stan techniczny wyrobu. Wszystkie elementy muszą być stabilne, wolne od pęknięć, odkształceń i nadmiernych luzów.

Krok 1. Rozłożenie podpórki i ustawienie siedziska

Ustawić podpórke na równym podłożu, rozsunąć boczne części ramy do pełnego otwarcia i upewnić się, że elementy stabilizujące oraz siedzisko zostały prawidłowo ustawione zgodnie z konstrukcją wyrobu.

Krok 2. Regulacja wysokości

Wcisnąć metalowy sztyft, ustawić odpowiednią wysokość każdej nogi i zwolnić sztyft. Wszystkie nogi muszą być ustawione na tym samym poziomie. Po regulacji sprawdzić, czy każdy sztyft całkowicie wyszedł przez otwór i prawidłowo zablokował rurkę.

Krok 3. Kontrola przed użyciem

- sprawdzić swobodny obrót obu przednich kół,
- sprawdzić stan tylnych nasadek antypoślizgowych,
- sprawdzić stabilność uchwytów, siedziska i ramy,
- upewnić się, że mechanizm składania jest zablokowany.

5. Sposób użytkowania

-
- chodzenie: stanąć wewnątrz tylnej części ramy i chwycić oba uchwyty,
 - przesunąć balkonik niewielki odcinek do przodu,
 - upewnić się, że balkonik stoi stabilnie, a następnie wykonać krok,
 - poruszać się powoli, małymi krokami i nie pchać balkonika zbyt daleko przed siebie,
 - odpoczynek: przed siadaniem upewnić się, że wszystkie cztery punkty podparcia stabilnie przylegają do podłoża; siadać powoli, bez gwałtownego obciążania siedziska.

UWAGA: Siedzisko przeznaczone jest wyłącznie do krótkiego odpoczynku. Nie używać wyrobu jako wózka transportowego, drabiny ani urządzenia do przewożenia ładunków.

6. Czynności przed każdym użyciem i zasady bezpieczeństwa

- sprawdzić, czy rama nie jest pęknięta, wygięta ani uszkodzona,
- sprawdzić, czy koła obracają się swobodnie i nie mają nadmiernych luzów,
- sprawdzić stan uchwytów, siedziska, nasadek, sztyftów i elementów stabilizujących,
- nie przekraczać maksymalnej masy użytkownika określonej na etykiecie produktu,
- nie używać na schodach, ruchomych schodach, stromych zjazdach ani bardzo nierównym podłożu,
- na siedzisku siadać wyłącznie na równym, suchym podłożu; nie siadać gwałtownie ani nie kołysać wyrobem,
- nie dokonywać samodzielnych przeróbek ani montować niezatwierdzonych akcesoriów,
- w razie bólu, zawrotów głowy lub utraty równowagi natychmiast przerwać użytkowanie.

7. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Nazwa produktu	Podpórka dwukołowa z siedziskiem
Model producenta	ORMI W006
Konstrukcja	Rama aluminiowa
Koła	2 przednie koła 5"
Tylne punkty podparcia	2 tylne nóżki z nasadkami antypoślizgowymi
Siedzisko	Tak, do krótkiego odpoczynku
Maksymalne obciążenie użytkownika	Do potwierdzenia zgodnie z etykietą produktu i dokumentacją producenta
Masa netto	Do potwierdzenia w dokumentacji producenta

Regulacja wysokości	Tak, skokowa
Mechanizm składania	Tak / zgodnie z konstrukcją wyrobu
Kolor	Chrom / czarny

Zakres regulacji wysokości, maksymalne obciążenie, waga i szczegółowe wymiary należy uzupełnić zgodnie z etykietą, kartą techniczną lub dokumentacją partii produktu.

8. Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie

Czyszczenie

- ramę i uchwyty czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką,
- stosować łagodne środki myjące przeznaczone do powierzchni sprzętu medycznego,
- nie stosować agresywnych rozpuszczalników, środków ściernych ani nadmiernej ilości wody,
- po czyszczeniu dokładnie osuszyć produkt.

Konserwacja

- regularnie kontrolować stan kół, nasadek, siedziska, uchwytów, śrub i elementów regulacyjnych,
- co najmniej raz w miesiącu sprawdzić wszystkie połączenia i elementy ruchome,
- w przypadku luzów lub uszkodzeń nie używać produktu do czasu kontroli lub naprawy,
- zużyte koła, uchwyty, siedzisko lub nasadki wymieniać na części zgodne z modelem

Przechowywanie i transport

Podpórkę przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od wilgoci, źródeł ciepła, substancji korozyjnych i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Do transportu złożyć ramę i zabezpieczyć produkt przed przesuwaniem oraz uszkodzeniem mechanicznym.

9. Uwagi, gwarancja i zgłaszanie incydentów

ORMIGO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, samodzielnych przeróbek lub korzystania z uszkodzonego produktu.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent ma miejsce zamieszkania.

Produkt objęty jest gwarancją zgodnie z kartą gwarancyjną lub dokumentem sprzedaży. Do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu.

10. Informacja o wyrobie medycznym

Wyrób medyczny	Tak
Oznakowanie	CE
Przeznaczenie	Wsparcie mobilności osób z ograniczoną sprawnością ruchową oraz krótkotrwały odpoczynek na siedzisku

11. Dane producenta i podmiotu prowadzącego reklamę

Podmiot	Dane
Producent/ podmiot prowadzący reklamę	ORMIGO Sp. z o.o. 68-200 Żary, ul. Broni Pancernej 16, Poland www.ormigo.com.pl e-mail: zamowienia@ormigo.com.pl

12. Utylizacja

Zużyty produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Jeżeli jest to możliwe, materiały nadające się do recyklingu należy oddzielić i przekazać do odpowiednich punktów zbiórki.

Dziękujemy za wybór ORMIGO! Całość oferty dostępna jest u naszych dystrybutorów oraz na stronie www.ormigo.com.pl.

13. Oznaczenia

	Numer partii		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent		Wyrób medyczny
	Producent dokonał oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi dotyczącymi wyróbów medycznych		Data produkcji
	Maksymalne obciążenie		Kod UDI