

ORMIGO INSTRUKCJA UŻYWANIA

INSTRUKCJA UŻYWANIA

ORMI W004

ORMI W004

Balkonik dwukołowy

Model producenta: ORMI W004

Marka: ORMIGO

Data wydania: 06.2026

MD wyrób medyczny	CE oznakowanie CE	ALU lekka rama
wg etykiety maks. obciążenie	4 punkty podparcia	5" 2 koła przednie



Lekka rama aluminiowa | Regulacja wysokości | Mechanizm składania | 2 przednie koła 5"

1. Wykonanie i elementy balkonika

Balkonik ORMI W004 wykonany jest z lekkiej aluminiowej ramy. Konstrukcja składa się z dwóch bocznych części połączonych przednimi poprzeczkami i mechanizmem składania. Produkt wyposażono w miękkie uchwyty, skokową regulację wysokości, dwa przednie koła o średnicy 5 cali oraz dwie tylne nasadki antypoślizgowe.



Opis elementów

1. Uchwyty piankowe
2. Przednie poprzeczki i mechanizm składania
3. Boczne ramy nośne
4. Nóżki z regulacją wysokości
5. Przednie koła 5"
6. Tylne nasadki antypoślizgowe

2. Przeznaczenie

Balkonik ORMI W004 jest pomocniczym wyrobem medycznym przeznaczonym do wspierania mobilności osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Przednie koła ułatwiają płynne przesuwanie balkonika po równym, stabilnym podłożu.

- dla osób starszych i osłabionych wymagających dodatkowego podparcia,
- dla osób w trakcie rehabilitacji lub rekonwalescencji,
- dla użytkowników z trudnościami w utrzymaniu równowagi,
- do stosowania w pomieszczeniach i na równych nawierzchniach zewnętrznych.

3. Wskazania i przeciwwskazania

Wskazania:

- ograniczona sprawność ruchowa, osłabienie mięśniowe lub potrzeba dodatkowego podparcia,
- rehabilitacja po urazach, zabiegach lub okresie unieruchomienia,
- trudności z samodzielnym i bezpiecznym poruszaniem się bez pomocy.

Przeciwwskazania i sytuacje wymagające szczególnej ostrożności:

- brak możliwości utrzymania pozycji stojącej bez pomocy drugiej osoby,
- znaczne zaburzenia równowagi, dezorientacja lub brak możliwości zrozumienia zasad obsługi,
- przekroczenie maksymalnej masy użytkownika określonej na etykiecie produktu,
- uszkodzenie ramy, uchwytów, nasadek, sztyftów lub elementów blokujących,
- użytkowanie na schodach, stromych pochyłościach, śliskim albo bardzo nierównym podłożu.

4. Przygotowanie do użycia

Przed pierwszym użyciem sprawdzić kompletność zestawu i stan techniczny wyrobu. Wszystkie elementy muszą być stabilne, wolne od pęknięć, odkształceń i nadmiernych luzów.

Krok 1. Rozłożenie balkonika

Ustawić balkonik na równym podłożu, rozsunąć boczne części ramy do pełnego otwarcia i upewnić się, że wszystkie połączenia oraz blokady znajdują się we właściwym położeniu.

Krok 2. Regulacja wysokości

Wcisnąć metalowy sztyft, ustawić odpowiednią wysokość każdej nogi i zwolnić sztyft. Wszystkie cztery nogi muszą znajdować się na tym samym poziomie, a każdy sztyft musi całkowicie wysunąć się w otwór blokujący.

Krok 3. Kontrola przed użyciem

Sprawdzić stan przednich kół, tylnych nasadek antypoślizgowych, uchwytów, sztyftów regulacyjnych, połączeń oraz stabilność całej konstrukcji.

5. Sposób użytkowania

- stanąć wewnątrz tylnej części ramy i chwycić oba uchwyty,
- lekko unieść tylną część balkonika i przesunąć go na przednich kołach niewielki odcinek do przodu,
- ustawić obie tylne nasadki stabilnie na podłożu, a następnie wykonać krok do przodu,
- poruszać się powoli, małymi krokami i nie ustawiać balkonika zbyt daleko przed sobą,
- podczas zmiany kierunku wykonywać spokojne, kontrolowane ruchy.

UWAGA: Nie używać balkonika jako siedziska, wózka transportowego, drabiny ani urządzenia do przewożenia ładunków.

6. Czynności przed każdym użyciem i zasady bezpieczeństwa

- sprawdzić, czy rama nie jest pęknięta, wygięta ani uszkodzona,
- sprawdzić stan przednich kół oraz tylnych nasadek antypoślizgowych i ich przyleganie do podłoża,
- sprawdzić stan uchwytów, sztyftów, połączeń oraz mechanizmu składania,
- upewnić się, że wszystkie nogi są ustawione na tej samej wysokości,
- nie przekraczać maksymalnej masy użytkownika określonej na etykiecie produktu,
- nie używać na schodach, ruchomych schodach, stromych zjazdach ani bardzo nierównym podłożu,
- nie zawieszać całego ciężaru ciała na jednym uchwycie i nie wykonywać gwałtownych ruchów,
- nie dokonywać samodzielnych przeróbek ani montować niezatwierdzonych akcesoriów,
- w razie bólu, zawrotów głowy lub utraty równowagi natychmiast przerwać użytkowanie.

7. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Model producenta	ORMI W004
Typ produktu	Balkonik dwukołowy
Marka	ORMIGO
Konstrukcja	Rama aluminiowa
Koła	2 przednie koła, średnica 5"
Punkty podparcia	2 koła przednie + 2 tylne nasadki antypoślizgowe
Uchwyty	Miękkie, piankowe
Wymiary orientacyjne (dł. × szer.)	Do potwierdzenia w dokumentacji producenta
Zakres regulacji wysokości	Do potwierdzenia w dokumentacji producenta
Wymiary opakowania / złożenia wg tabeli producenta	Do potwierdzenia w dokumentacji producenta
Maksymalne obciążenie użytkownika	Zgodnie z etykietą produktu i dokumentacją producenta
Regulacja wysokości	Tak, skokowa

Parametr	Wartość
Mechanizm składania	Tak
Sposób przemieszczania	Nie; przesuwanie na przednich kołach
Kolor	Biały / jasnoniebieski

Szczegółowe parametry, maksymalną masę użytkownika i masę własną należy potwierdzić na etykiecie, karcie technicznej lub w aktualnej dokumentacji producenta dla modelu ORMI W004.

8. Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie

Czyszczenie

- ramę i uchwyty czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką,
- stosować łagodne środki myjące odpowiednie do powierzchni sprzętu medycznego,
- nie stosować agresywnych rozpuszczalników, środków ściernych ani nadmiernej ilości wody,
- po czyszczeniu dokładnie osuszyć produkt.

Konserwacja

- regularnie kontrolować stan kół, nasadek, uchwytów, śrub i elementów regulacyjnych,
- co najmniej raz w miesiącu sprawdzić wszystkie połączenia i elementy blokujące,
- w przypadku luzów lub uszkodzeń nie używać produktu do czasu kontroli lub naprawy,
- zużyte uchwyty, koła lub nasadki wymieniać na części zgodne z modelem W004.

Przechowywanie i transport

Balkonik przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od wilgoci, źródeł ciepła, substancji korozyjnych i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Do transportu złożyć ramę i zabezpieczyć produkt przed przesuwaniem oraz uszkodzeniem mechanicznym.

9. Uwagi, gwarancja i zgłaszanie incydentów

ORMIGO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, samodzielnych przeróbek lub korzystania z uszkodzonego produktu.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent ma miejsce zamieszkania.

10. Informacja o wyrobie medycznym

Wyrób medyczny	Tak
Oznakowanie	CE
Przeznaczenie	Wsparcie mobilności osób z ograniczoną sprawnością ruchową podczas stania i chodzenia

11. Dane producenta i podmiotu prowadzącego reklamę

Podmiot	Dane
Producent/ podmiot prowadzący reklamę	ORMIGO Sp. z o.o. 68-200 Żary, ul. Broni Pancernej 16, Poland www.ormigo.com.pl e-mail: zamowienia@ormigo.com.pl

12. Utylizacja

Zużyty produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Jeżeli jest to możliwe, materiały nadające się do recyklingu należy oddzielić i przekazać do odpowiednich punktów zbiórki.

Dziękujemy za wybór ORMIGO!

Całość oferty dostępna jest u naszych dystrybutorów oraz na stronie www.ormigo.com.pl.

13. Oznaczenia

	Numer partii		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent		Wyrób medyczny
	Producent dokonał oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych		Data produkcji
	Maksymalne obciążenie		Kod UDI

