

INSTRUKCJA UŻYWANIA

ORMIGO W002

Balkonik składany, aluminiowy, bez kół

Model producenta: KY919L

Marka: ORMIGO

MD
wyrób medyczny

CE
oznakowanie CE

ALU
lekka rama

wg etykiety
maks. obciążenie

4
punkty podparcia

SKŁ.
balkonik składany



Lekka rama aluminiowa | Regulacja wysokości | Mechanizm składania | 4 nasadki antypoślizgowe

1. Wykonanie i elementy balkonika

Balkonik ORMIGO W002 / KY919L wykonany jest z lekkiej aluminiowej ramy z powłoką lakierowaną. Produkt przeznaczony jest do wspierania użytkownika podczas stania i chodzenia. Wyposażony jest w miękkie piankowe uchwyty, centralny mechanizm składania, skokową regulację wysokości oraz cztery nasadki antypoślizgowe. Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca, co ułatwia przechowywanie i transport.



Rys. 1. Elementy balkonika ORMIGO W002 / KY919L

Opis elementów

- 1 Uchwyty piankowe
- 2 Mechanizm składania / klips
- 3 Rama poprzeczna / rama nośna
- 4 Nóżki z regulacją wysokości
- 5 Szytkty regulacyjne
- 6 Nasadki antypoślizgowe

Numery na zdjęciu odpowiadają opisowi po prawej stronie.

2. Przeznaczenie

Balkonik ORMIGO W002 / KY919L jest pomocniczym wyrobem medycznym wspierającym mobilność osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Służy do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa podczas chodzenia po równym, stabilnym podłożu.

- dla osób starszych i osłabionych, które potrzebują dodatkowego podparcia,
- dla osób w trakcie rehabilitacji lub rekonwalescencji,
- dla użytkowników z trudnościami w utrzymaniu równowagi,
- do użytkowania w pomieszczeniach i na równych nawierzchniach zewnętrznych.

3. Wskazania i przeciwwskazania

Wskazania:

- ograniczona sprawność ruchowa, osłabienie mięśniowe lub potrzeba dodatkowego podparcia,
- rehabilitacja po urazach, zabiegach lub okresie unieruchomienia,
- trudności z samodzielnym i bezpiecznym poruszaniem się bez pomocy.

Przeciwwskazania i sytuacje wymagające szczególnej ostrożności:

- brak możliwości utrzymania pozycji stojącej bez pomocy drugiej osoby,
- znaczne zaburzenia równowagi, dezorientacja lub stan uniemożliwiający bezpieczne używanie,
- maksymalna masa użytkownika zgodnie z etykietą produktu i dokumentacją producenta,
- uszkodzenie ramy, uchwytów, nasadek lub elementów blokujących,
- użytkowanie na schodach, stromych pochyłościach, śliskim albo bardzo nierównym podłożu.

4. Przygotowanie do użycia

Przed pierwszym użyciem sprawdzić kompletność zestawu i stan techniczny wyrobu. Wszystkie elementy muszą być stabilne, wolne od pęknięć, odkształceń i nadmiernych luzów.

Krok 1. Rozłożenie balkonika

Ustawić balkonik na równym podłożu, rozsunąć boczne części ramy do pełnego otwarcia i upewnić się, że mechanizm składania został prawidłowo zablokowany.

Krok 2. Regulacja wysokości

Wcisnąć metalowy sztyft, ustawić odpowiednią wysokość każdej nogi i zwolnić sztyft. Wszystkie nogi muszą być ustawione na tym samym poziomie. Po regulacji sprawdzić, czy każdy sztyft całkowicie wysunął się w otwór blokujący.

Krok 3. Kontrola przed użyciem

- sprawdzić stan wszystkich czterech nasadek antypoślizgowych,
- sprawdzić stabilność uchwytów i ramy,
- upewnić się, że sztyfty regulacyjne są prawidłowo ustawione,
- upewnić się, że mechanizm składania jest zablokowany.

5. Sposób użytkowania

- stanąć wewnątrz tylnej części ramy i chwycić oba uchwyty,
- unieść balkonik i przestawić go niewielki odcinek do przodu,
- upewnić się, że wszystkie cztery punkty podparcia stabilnie przylegają do podłoża, a następnie wykonać krok,
- poruszać się powoli, małymi krokami i nie ustawiać balkonika zbyt daleko przed sobą,
- podczas zmiany kierunku wykonywać spokojne, kontrolowane ruchy.

UWAGA: Nie używać balkonika jako siedziska, wózka transportowego, drabiny ani urządzenia do przewożenia ładunków.

6. Czynności przed każdym użyciem i zasady bezpieczeństwa

- sprawdzić, czy rama nie jest pęknięta, wygięta ani uszkodzona,
- sprawdzić stan nasadek antypoślizgowych i ich przyleganie do podłoża,
- sprawdzić stan uchwytów, sztyftów i mechanizmu składania,
- nie przekraczać maksymalnej masy użytkownika określonej na etykiecie produktu,
- nie używać na schodach, ruchomych schodach, stromych zjazdach ani bardzo nierównym podłożu,
- nie zawieszać całego ciężaru ciała na uchwytach i nie przesuwając gwałtownie balkonika,
- nie dokonywać samodzielnych przeróbek ani montować niezatwierdzonych akcesoriów,
- w razie bólu, zawrotów głowy lub utraty równowagi natychmiast przerwać użytkowanie.

7. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Nazwa produktu	ORMIGO W002
Model producenta	KY919L
Typ produktu	Balkonik składany, aluminiowy, bez kół
Marka	ORMIGO
Konstrukcja	Rama aluminiowa, lakierowana
Koła	Brak
Punkty podparcia	4 nasadki antypoślizgowe
Uchwyty	Miękkie, piankowe
Maksymalne obciążenie użytkownika	Do potwierdzenia zgodnie z etykietą i dokumentacją producenta
Masa netto	Do potwierdzenia w dokumentacji producenta
Regulacja wysokości	Tak, skokowa
Mechanizm składania	Tak, centralny
Kolor	Miedziany / czarny

Szczegółowe wymiary, zakres regulacji wysokości, masa własna i maksymalne obciążenie należy potwierdzić zgodnie z etykietą, kartą techniczną lub dokumentacją producenta dla modelu KY919L.

8. Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie

Czyszczenie

- ramę i uchwyty czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką,
- stosować łagodne środki myjące przeznaczone do powierzchni sprzętu medycznego,
- nie stosować agresywnych rozpuszczalników, środków ściernych ani nadmiernej ilości wody,
- po czyszczeniu dokładnie osuszyć produkt.

Konserwacja

- regularnie kontrolować stan nasadek, uchwytów, śrub i elementów regulacyjnych,
- co najmniej raz w miesiącu sprawdzić wszystkie połączenia i elementy blokujące,
- w przypadku luzów lub uszkodzeń nie używać produktu do czasu kontroli lub naprawy,
- Zużyte uchwyty lub nasadki wymieniać na części zgodne z modelem W002 / KY919L.

Przechowywanie i transport

Balkonik przechowywać w suchym i czystym miejscu, z dala od wilgoci, źródeł ciepła, substancji korozyjnych i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Do transportu złożyć ramę i zabezpieczyć produkt przed przesuwaniem oraz uszkodzeniem mechanicznym.

9. Uwagi, gwarancja i zgłaszanie incydentów

ORMIGO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, samodzielnych przeróbek lub korzystania z uszkodzonego produktu.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent ma miejsce zamieszkania.

Produkt objęty jest gwarancją zgodnie z kartą gwarancyjną lub dokumentem sprzedaży. Do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu.

10. Informacja o wyrobie medycznym

Wyrób medyczny	Tak
Oznakowanie	CE
Przeznaczenie	Wsparcie mobilności osób z ograniczoną sprawnością ruchową podczas stania i chodzenia

11. Dane producenta i podmiotu prowadzącego reklamę

Podmiot	Dane
Producent	FOSHAN KAIYANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. 3 of No. 21, The 3rd Hongling Road, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China
Importer / dystrybutor / podmiot prowadzący reklamę	ORMIGO Sp. z o.o. 68-200 Żary, ul. Broni Pancernej 16, Poland www.ormigo.com.pl e-mail: zamowienia@ormigo.com.pl

12. Utylizacja

Zużyty produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Jeżeli jest to możliwe, materiały nadające się do recyklingu należy oddzielić i przekazać do odpowiednich punktów zbiórki.

Dziękujemy za wybór ORMIGO! Całość oferty dostępna jest u naszych dystrybutorów oraz na stronie www.ormigo.com.pl.

13. Oznaczenia

LOT	Numer partii	i	Zapoznaj się z instrukcją
	Producent	MD	Wyrób medyczny
CE	Oznakowanie CE	⚡	Data produkcji
kg	Maksymalne obciążenie	UDI	Kod UDI