

# INSTRUCTIONS FOR USE

## Rehabilitation ball with pump

Product code: BallTim



### 1. Application

The rehabilitation ball is used in corrective gymnastics, post-traumatic rehabilitation of children and adults, strengthening weakened muscles and in recovery after injuries.

### Indications:

- muscular atrophy
- muscular weakness
- post-traumatic rehabilitation
- corrective gymnastics
- maintenance of correct motoric coordination

### 2. Technical data

Size	25 cm
Weight	0,16 kg
Color	purple
Pump included	yes

### 3. Notes

**Timago International Group does not bear responsibility of improper use of the bench, failure to comply safety regulations and misuse.**

### 4. Maintenance

Clean with a soft cloth soaked in soapy water. Dry away from sources of heat.










### 5. Storage and transport conditions

Device should not be exposed to direct sunlight, water or moisture.

### 6. Warranty information

All products distributed by our company are covered by a warranty, the terms of which are described in the warranty card available on our website. Please contact the retailer from whom you purchased the product. Please, keep in mind that for warranty purposes, the proof of purchase (receipt or invoice) should be retained

## 7. Labels

	Reference number		Manufacturer
	LOT number		Manufacture date
	Serial number		Medical device
	Note		Please read the instruction
	The manufacturer checked for compliance with essential medical devices requirements.		

Our complete line of products is available from our distributors.

Learn more at: [www.timago.com](http://www.timago.com).

Thank you for choosing Timago!

# Instrukcja obsługi

## Piłka rehabilitacyjna z pompką

### Kod produktu: BallTim



#### 1. Zastosowanie

Piłka rehabilitacyjna znajduje zastosowanie w gimnastyce, rehabilitacji pourazowej dzieci i dorosłych, wzmacniając osłabione mięśnie i przyspieszając powrót do pełnej sprawności.

#### Wskazania:

- zaniki mięśni
- osłabienie siły mięśniowej
- rehabilitacja pourazowa
- gimnastyka korekcyjna
- zachowanie prawidłowej koordynacji ruchowej

#### 2. Specyfikacja techniczna

Wymiary	25 cm
Waga	0,16 kg
Kolor	fioletowy
Pompka w zestawie	tak

#### 3. Uwagi i zalecenia

**Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.**

#### 4. Konserwacja

Czyścić miękką szmatką nasączoną wodą z mydłem. Suszyć z dala od źródeł ciepła.


#### 5. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

## 6. Dane dotyczące gwarancji

Produkt objęty jest gwarancją, której warunki zostały opisane w otrzymanej przez Państwa karcie gwarancyjnej. Do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

## 7. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na [www.timago.com](http://www.timago.com).

Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group  
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa  
ul. Karpacka 24/12  
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00  
F.: +48 33 499 50 11  
E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



6/2024 (I)