

TGO-C SK-Z 502



STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO Z SZYNAMI ZAMKNIĘTY

CECHY PRODUKTU

- otwór w części centralnej z piankowym pierścieniem (TGO-C SK-Z 502)
- górna i dolna część zapinane na rzep (TGO-C SK-O 504)
- policentryczne szyny stabilizujące
- klipy blokujące zakres ruchomości
- pasy obwodowe zapinane na rzep

TGO-C SK-O 504



STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO Z SZYNAMI OTWARTY

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

- naciągnięcia i naderwania w obrębie więzadeł
- niestabilność stawu kolanowego
- w czasie rehabilitacji leczniczej

DANE TECHNICZNE

ROZMIAR	OBWÓD RZEPKI
S	34-36 cm
M	36-38 cm
L	38-41 cm
XL	41-44 cm
XXL	44-47 cm

REGULACJA KĄTA

ZGIĘCIE	0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
WYPROST	0°, 20°, 30°, 40°
DŁUGOŚĆ	30 cm