



TGO-C SR 501


## ORTEZA STABILIZUJĄCA RZEPKĘ

### CECHY PRODUKTU

- elastyczny materiał
- otwór w centralnej części z piankowym pierścieniem
- boczne spiralne stalki
- zapięcie na rzep

### WSKAZANIA DO STOSOWANIA

- chorobowe zmiany rzepki
- pierwotny syndrom wierzchołka rzepki
- zwichnięcia rzepki



TGO-C OGU 505

## ORTEZA STABILIZUJĄCA GOLEŃ-UDO

### CECHY PRODUKTU

- lekka tkanina piankowa
- zewnątrz dodatkowy materiał
- wewnątrz materiał frotte
- aluminiowe szyny
- system pasów z rzepami

### WSKAZANIA DO STOSOWANIA

- zwichnięcia i skręcenia stawu kolanowego
- hipermobilność stawu kolanowego
- unieruchomienie pooperacyjne

### DANE TECHNICZNE

| ROZMIAR | OBWÓD RZEPKI |
|---------|--------------|
| S       | 34-36 cm     |
| M       | 36-38 cm     |
| L       | 38-41 cm     |
| XL      | 41-44 cm     |
| XXL     | 44-47 cm     |

| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ |
|---------|---------|
| S       | 44 cm   |
| M       | 50 cm   |
| L       | 60 cm   |
| XL      | 70 cm   |